



CERTUS Magnetrührsystem

Spezifikationen:

Flüssigkeitsversorgung	Gyger Glasspritzen: 10 ml & 20ml
Verwendungszweck	Zubehör CERTUS FLEX
Ventiltyp	Verschiedene Gyger SMLD 300GC / 300GCR
Steuerung	Manuelle Regulierung der Drehzahl
Motor Spezifikation	Bürstenloser DC-Motor
Stromversorgungsausgang	24VDC
Stromversorgungseingang	120/220V
Frequenz	50/60 Hz
Medienberührtes Material	PEEK/ Borosilikatglas /FFKM/FFPM
Drehzahl	0 - 1100 U/min stufenlos einstellbar
Antriebssystem	Riemengetriebener Rotationsrührer

Das neue **Magnetrührsystem** für den **CERTUS FLEX** bietet viele Vorteile:

- Wiederverwendbare hochwertige Borosilikat Gyger Glasspritzen
- Einfach zu bedienen
- Drehzahlregler
- Geeignet für das Dispensieren von Zellen, Beads und anderer Partikel in Lösung
- Hält die Partikel gleichmässig in Suspension
- Verringert deutlich die Sedimentation und garantiert ein homogenes Dispensieren

